



REF 3300MW-TA-3

- (EN) Universal Fixation
- (DE) Universal Fixierung
- (FR) Fixation Universelle
- (IT) Fissazione di universale
- (NL) Universele Fixatie
- (SV) Universal Fixering
- (ES) Universal fijación
- (PT) Fixação de Universal
- (EL) Οικουμενική στερέωσης
- (FI) Universal Pakkomielee
- (DA) Universal Fiksering
- (IS) Universal Fixation
- (NO) Universal Fiksering
- (PL) Uniwersalny Utrwalania



44U00023 REV. 00

TIDI® Products, LLC
570 Enterprise Drive
Neenah, WI 54956 USA
Grip-Lok is a registered trademark of TIDI Products, LLC.

Emea distributor :
TeleflexMedical Europe
IDA Business and Technology Park,
Dublin Road, Athlone, Co. Westmeath, Ireland
Phone + 353 (0) 06 46 08 00
www.teleflexmedical.com



EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

INSTRUCTIONS**EN**

English


1. Select the area for the placement of the Grip-Lok. Note: catheter, tube or line should be already placed/inserted.
 2. Prepare the skin according to the standard hospital protocol for dressing application. Skin prep or hair removal may be required on some patients for better adhesion.
 3. Open the top flap and slide the Grip-Lok under the catheter, tube or line, centering it above the adhesive area.
 4. Pull the paper backing from one side of the Grip-Lok, then the other, to secure in desired position on the skin.
 5. Remove the interior liner to expose the adhesive areas.
 6. Place the catheter, tube or line in the center of the exposed adhesive.
 7. Secure top flap over the catheter, tube or line and apply gentle pressure to the center fabric area over the adhesive.
- Direction:** for added skin protection, use skin prep pad prior to application of stabilization device.
Note: replace securing device if soiled or saturated in fluid or if device shows signs of wear or damage.
Note: use of alcohol swab may help remove securing device from the skin.
Note: re-use of this device may change its mechanical or biological features and may cause device failure, allergic reactions or bacterial infections.

2020-11-01

GEBRUIKSAANLEIDING**DE**

German

1. Den Bereich auswählen, in dem der Grip-Lok angebracht werden soll. Hinweis: Der Katheter, Schlauch bzw. die Sonde sollten bereits eingebracht sein.
2. Die Haut entsprechend den Krankenhausstandardrichtlinien für Verbände vorbereiten. Bei einigen Patienten kann eine Hautvorbereitung bzw. Haarentfernung für bessere Haftung notwendig sein.



3. Die obere Lasche öffnen und den Grip-Lok unter den Katheter, Schlauch oder die Sonde schieben und diesen mittig oberhalb der Klebefläche ausrichten.

4. Die Papierrückseite des Grip-Lok zuerst auf einer Seite abziehen, dann auf der anderen, um diesen in der gewünschten Position an der Haut anzukleben.

5. Die innere Einlage entfernen, um die Klebeflächen freizulegen.

6. Den Katheter, Schlauch oder die Sonde in der Mitte des freiliegenden Klebestreifens platzieren.

7. Die obere Lasche über dem Katheter, dem Schlauch oder der Sonde anklappen und sanften Druck auf den mittleren Klettverschluss über dem Klebestreifen ausüben.

Anleitung: Für zusätzlichen Schutz der Haut vor der Applikation der Sicherungsvorrichtung einen Hautvorbereitungstufer verwenden.

Hinweis: die Sicherungsvorrichtung muss ausgetauscht werden, wenn sie verunreinigt oder in einer Flüssigkeit gesägt ist, oder wenn die Vorrichtung Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweist.


Hinweis: Mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen lässt sich die Sicherungsvorrichtung unter Umständen besser von der Hautoberfläche lösen.

Hinweis: Eine Wiederverwendung dieser Vorrichtung kann die mechanischen oder biologischen Eigenschaften derselben verändern und einen Defekt der Vorrichtung, allergische Reaktionen oder bakterielle Infektionen zur Folge haben.

MODE D'EMPLOI**FR**

French

1. Choisir la zone de mise en place du Grip-Lok. Remarque : le cathéter, la ligne ou la tubulure doivent avoir été mis en place au préalable.
2. Préparer la peau selon le protocole standard de pansement de l'hôpital. Une préparation de la peau ou un rasage peut être nécessaire chez certains patients pour une meilleure adhérence.



3. Ouvrir le rabat supérieur et glisser le Grip-Lok sous le cathéter, la ligne ou la tubulure, en centrant celui-ci au-dessus de la surface adhésive.

4. Tirer le papier protecteur d'un côté du Grip-Lok, puis de l'autre côté, afin de le coller sur la peau dans la position souhaitée.

5. Retirer le film intérieur pour exposer les surfaces adhésives.

6. Placer le cathéter, la ligne ou la tubulure au centre de la surface adhésive inférieure.

7. Fixer le rabat supérieur sur le cathéter, la ligne ou la tubulure et appuyer légèrement au centre de la partie en tissu sur la surface adhésive.

Mode d'emploi : pour une meilleure protection cutanée, utiliser un tampon de préparation de la peau avant d'appliquer le dispositif de stabilisation.

Remarque : remplacer le dispositif de fixation s'il est sale ou saturé de liquide, ou s'il présente des signes d'usure ou de dommages.


Remarque : l'utilisation d'un tampon imbibé d'alcool peut éventuellement faciliter le retrait du dispositif de fixation de la peau.

Remarque : La réutilisation de ce dispositif risque d'altérer ses caractéristiques mécaniques ou biologiques et peut causer sa défaillance, des réactions allergiques ou des infections bactériennes.

ISTRUZIONI**IT**

Italian

1. Selezionare l'area di posizionamento del Grip-Lok. Nota: il catetere, il tubo o la linea dovranno essere già collocati/inserti.
2. Preparare la cute secondo il protocollo ospedaliero standard per l'applicazione delle medicazioni. In alcuni pazienti può rendersi necessario preparare la cute o depilarla per una migliore adesione.



3. Aprire il lembo superiore e fare scivolare il Grip-Lok sotto il catetere, il tubo o la linea, centrando al di sopra dell'area adesiva.

4. Tirare via il rivestimento di carta da un lato del Grip-Lok, quindi dall'altro, per fissarlo sulla cute nella posizione desiderata.

5. Rimuovere il rivestimento interno per esporre le aree adesive.

6. Posizionare il catetere, il tubo o la linea al centro dell'area adesiva esposta.



7. Fissare il lembo superiore sul catetere, sulla linea o sul tubo e applicare una delicata pressione al centro dell'area in tessuto sopra l'adesivo.

Istruzioni: per proteggere ulteriormente la cute, servirsi di una salvietta per la preparazione della cute prima dell'applicazione del dispositivo di fissaggio.

Nota: sostituire il dispositivo di fissaggio se è sporco, saturo di fluido o se mostra segni di danni o usura.


Nota: l'utilizzo di un tamponcino imbevuto di alcol può agevolare la rimozione del dispositivo dalla cute.

Nota: Il riutilizzo di questo dispositivo potrebbe cambiare le caratteristiche meccaniche o biologiche e potrebbe causare il cedimento dell'impianto, reazioni allergiche o infezioni batteriche.

INSTRUCTIES**NL**

Dutch

1. Kies een regio voor plaatsing van de Grip-Lok. Opmerking: de katheter, sonde of lijn moet al zijn geplaatst/ingebracht.



2. Prepareer de huid volgens het standaard klinisch protocol voor het aanbrengen van verbandmiddelen. Bij sommige patiënten kan huidprep of onthaarting nodig zijn om de adhesie te verbeteren.

3. Open het bovenste lipje en schuif de Grip-Lok onder de katheter, buis of lijn, zodat het midden boven het kleefvlak ligt.

4. Trek het papieren dekklaagje los, eerst van de ene zijkant van de Grip-Lok en dan van de andere, zodat de Grip-Lok in de gewenste positie op de huid wordt vastgeplakt.

5. Verwijder de binnenste dekstrip, zodat de Kleefvlakken worden blootgelegd.

6. Plaats de katheter, sonde of lijn in het midden van het blootgelegde kleefvlak.

7. Plak het bovenste lipje over de katheter, sonde of lijn en oefen lichte druk uit op het middelste stuk klittenband op het kleefvlak.

Aanwijzing: gebruik een huidprepdoekje voordat u het stabilisatiehulpmiddel aanbrengt, om de bescherming van de huid te optimaliseren.

Opmerking: Vervang de bevestigingspleister indien deze vies of doormat is of als deze tekenen van slijting of schade vertoont.


Opmerking: het gebruik van een alcoholdoekje kan het van de huid verwijderen van de bevestigingspleister vergemakkelijken.

Opmerking: Het is mogelijk dat hergebruik van dit hulpmiddel leidt tot verandering van de mechanische of biologische functies en tot falen van het hulpmiddel, allergische reacties of bacteriële infecties.

BRUKSANVISNING**SV**

Swedish

1. Välj ut platsen där Grip-Lok ska sättas. Obs! Kateter, slang eller ledning ska redan vara placerad/insatt.



2. Preparaera huden enligt sjukhusets standardrutiner för applicering av förband. På vissa patienter krävs hudrengöring eller hårborttagning för att förbättra vidhäftningsförmågan.

3. Öppna toppfliken och skjut in Grip-Lok under katetern, slangen eller ledningen så att den centreras över häftytan.

4. Dra av skyddspapper från ena sidan av Grip-Lok och sedan från den andra, för att fästa den på önskad plats på huden.

5. Ta bort det inte skyddspapperet så att häftytorna exponeras.

6. Placera katetern, slangen eller ledningen mitt på den exponerade häftytan.

7. Sätt fast toppfliken över katetern, slangen eller ledningen och tryck varigt på textilområdet i mitten, över häftytan.

Anvisning: För ökat hudskydd, använd en servett med hudrengöringsmedel innan fästanordningar sätts fast.

Obs! Byt ut fästanordningen om den är smutsig eller blöt eller om anordningen visar tecken på att vara sliten eller skadad.


Obs! En alkoholosudd kan hjälpa till att avlägsna fästanordningen från huden.

Obs! Återanvändning av det här förbandet kan ändra dess mekaniska och biologiska funktioner och kan leda till att det inte fungerar korrekt, allergiska reaktioner eller bakteriella infektioner.

INSTRUCCIONES**ES**

Spanish

1. Seleccione la zona donde se ha de colocar el Grip-Lok. Nota: el cateter, la sonda o la vía ya debe estar colocado/insertado.



2. Prepare la piel de acuerdo con el protocolo habitual del hospital para la colocación de apósitos. En algunos pacientes puede ser necesario preparar la piel con un protector cutáneo o eliminar el vello para mejorar la adhesión.

3. Abra la ledina superior y deslice el Grip-Lok debajo del catéter, la sonda o la vía, centrándolo sobre la zona adhesiva.

4. Retire el papel de la parte posterior de uno de los lados del Grip-Lok. Luego del otro, a fin de fijarlo en la posición deseada sobre la piel.

5. Retire la lámina protectora interior para dejar al descubierto las zonas adhesivas.

6. Coloque el catéter, la sonda o la vía en el centro del adhesivo expuesto.

7. Fije la solapa superior sobre el catéter, la sonda o la vía y presione suavemente en el centro de la zona de tela sobre el adhesivo.

Instrucciones: para proteger más la piel, us un protector cutáneo en toallitas antes de aplicar el dispositivo de estabilización.

Nota: reemplace el dispositivo de fijación si está sucio o mojado o si muestra signos de desgaste o daño.

Nota: Utilizar un hisopo empapado en alcohol puede ayudar a retirar el dispositivo de fijación de la piel.

Nota: la reutilización de este dispositivo puede cambiar sus características mecánicas o biológicas y provocar fallos del dispositivo, reacciones alérgicas o infecciones bacterianas.

<p>INSTRUÇÕES PT</p> <p>Portuguese</p> <ol style="list-style-type: none"> Selecione a área de colocação do Grip-Lok. Nota: o cateter ou o tubo já deve estar colocado/inscrito. Prepare a pele de acordo com o protocolo padrão do hospital para aplicação de pensos. Em alguns doentes, pode ser necessária a preparação da pele ou remoção de pelos para uma melhor aderência. Abra a dobra superior e deslize o Grip-Lok por baixo do cateter ou tubo, centrando-o por cima da área adesiva. Puxe a película protetora de um dos lados do Grip-Lok, e depois do outro, para a colar na posição pretendida na pele. Remova o revestimento interior para expor as áreas adesivas. Coloque o cateter ou o tubo no centro do adesivo exposto. Prenda a dobra superior por cima do cateter ou tubo e aplique uma pressão suave na área central de tecido sobre o adesivo. <p>Instruções: para uma maior proteção da pele, use material de preparação da pele antes da aplicação do dispositivo de estabilização.</p> <p>Nota: substitua o dispositivo de fixação caso se encontre sujo ou saturado de fluidos, ou se apresentar sinais de desgaste ou danos.</p> <p>Nota: a utilização de um toalhete embebido em álcool pode facilitar a remoção da pele do dispositivo de fixação.</p> <p>Nota: A reutilização desse dispositivo pode alterar as suas características mecânicas ou biológicas e pode causar a falha do dispositivo, reacções alérgicas ou infecções bacterianas.</p>	<p>ΟΔΗΓΙΕΣ EL</p> <p>Greek</p> <ol style="list-style-type: none"> Επιλέξτε την περιοχή τοποθέτησης του Grip-Lok. Σημείωση: ο καθετήρας, ο σωλήνας ή η γραμμή θα πρέπει να έχουν ήδη τοποθετηθεί/εισαχθεί. Προτού μάζεψετε το δέρμα σύμφωνα με το τυπικό πρωτόκολλο του νοσοκομείου περι εφαρμογής επίθεσμων. Ενδέχεται να απαιτείται προτού μάζεψετε το δέρμα λόγω ασθενείς για καλύτερη προσκόλληση. Ανοίξτε το άνω περιγύρι και σύρετε το Grip-Lok κάτω από τον καθετήρα, το σωλήνα ή τη γραμμή, τοποθετώντας το στέγνοντας στην περιοχή προσκόλλησης. Τραβήξτε τη χειρησία επένδυσης από τη μία και στην άλλη πλευρά του Grip-Lok, για να το στρέψετε στην θέση στο δέρμα. Αφαρέστε την εσωτερική επένδυση για να αποκαλύψετε τη περιοχή προσκόλλησης. Τοποθετήστε τον καθετήρα, το σωλήνα ή τη γραμμή στο κέντρο του αυτοκόλλητου που έχει αποκαλυφθεί. Στερεύστε το άνω περιγύρι πάνω από τον καθετήρα, το σωλήνα ή τη γραμμή και εφαρμόστε ήμερη πίεση στο κέντρο της πυραμίδας περιοχής πάνω από το αυτοκόλλητο. <p>Οδηγία: για πρόσθια προστασία του δέρματος, χρησιμοποιήστε επίθεμα προστασίας δέρματος πάνω από την εφαρμογή διάτρησης στοθεροποίησης.</p> <p>Σημείωση: Αντικαταστήστε τη διάταξη στρέψωσης αν υπάρχουν ακαθάριστες ή έχει εμποστεί με υγρό ή έαν η διάταξη παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς. Σημείωση: Η χρήση μάκτρου με αλκοόλ ενδέχεται να διευκολύνει την αφαίρεση της διάταξης στρέψωσης από το δέρμα.</p> <p>Σημείωση: Η επαναχρησιμοποίηση αυτής της συσκευής ενδέχεται να αλλάξει τη μηχανική ή βιολογική χαρακτηριστικά του και ενδέχεται να οδηγήσει σε αστοχία της συσκευής, αλλεργικές αντιδράσεις ή βακτηριακές λαμπώματα.</p>	<p>OHJEET FI</p> <p>Finnish</p> <ol style="list-style-type: none"> Valitse Grip-Lokin kiinnitysalue. Huomaaja: Katetrin, putken tai letkun on oltava jo valmiina paikallaan/sisään vietyä. Valmistele iho sairaalan sidosten asettamista koskevan standardin hoito protokollen mukaisesti. Ihon valmistelu tai karvojen poisto voi olla tarpeen joillaan potilaalla, jotta sidos tarttuu paremmin. Aava päälimmäinen liuska ja vie Grip-Lok katetrin, putken tai letkun alle ja keskitä tarraalueen päälle. Vedä ensin Grip-Lokin taustapaperi pois toiselta puolelta ja sen jälkeen toiselta puolelta, jotta se kiinnityy ihoon haluttuun kohtaan. Poista sisämmäinen taustapaperi, tarrapintojen paljastamiseksi. Aseta katetri, putki tai letku esillä olevan kotelon kohdelle. Kiinnitä katetrin, putken tai letkun päälyspuolen liuska ja paina kevyesti tarran kangasosaan keskikohlaa. <p>Ohje: Ihon paremman suojaamisen varmistamiseksi, käytä ihan preparointityynynä ennen stabilointilaitteen kiinnittämistä.</p> <p>Huomautus: Valitda kiinnityslaitte, jos se on liikaantunut tai kastunut kokonaan, tai jos laitteessa näkyv kulumisen tai vaurion merkkejä.</p> <p>Huomautus: alkoholiippyhe voi auttaa kiinnityslaitteen poistamisessa iholta.</p> <p>Huomaa: Tämän laitteen uudelleenkäyttö voi muuttaa sen mekaanisia tai biologisia ominaisuuksia ja voi aiheuttaa laitevian, allergisia reaktioita tai bakteeri-infektiota.</p>
<p>ANVISNINGER DA</p> <p>Danish</p> <ol style="list-style-type: none"> Vælg området til placering af Grip-Lok. Bemærk: Kateter, rør eller slange skal allerede være placeret/indført. Klargør huden i henhold til almindelig hospitalsprotokol for anlæggelse af forbindning. Hudklargøring eller hårferjemle kan være nødvendig hos visse patienter, for at bandagen kan hæfte. Åbn klappen i toppen og skub Grip-Lok under kateteret, røret eller slangen midt over klæbeområdet. Træk papirbagbældningen af den ene side af Grip-Lok og derafter den anden side for at sikre, at Grip-Lok sidder fast på det ønskede sted på huden. Fjern den indvendige afdekkning for at frille op klæbeområderne. Placer kateteret, røret eller slangen midt på det frillede klæbeområde. Fastgør øverste iken over kateteret, slangen eller røret og tryk let midt på burrestofområdet over klæbenmidlet. <p>Anvisning: Huden beskyttes ved at bruge en hudklargøringsserviet før påsat-telsen af en stabilisering.</p> <p>Bemærk: udskift fastgørelsesenheden, hvis den bliver snævet eller gennemblædt af væske, eller hvis enheden viser tegn på siltage eller beskadigelse.</p> <p>Bemærk: Anvend en spritseriet kan hjælpe med at fjerne fastgørelsesenheden fra huden.</p> <p>Bemærk: Genbrug af denne anordning kan ændre dens mekaniske eller biologiske egenskaber og kan forårsage, at anordningen svigter, allergiske reaktioner eller bakterieinfektioner.</p>	<p>LEIÐBEININGAR IS</p> <p>Icelandic</p> <ol style="list-style-type: none"> Vellið svæðið fyrir staðsettningu Grip-Lok. Athugið: holleggur, leggur eða leiðsla aðstóð þegar að vera áfest. Undirbúið húðina samkvæmt stöðluóum reglum sjúkrahúsins um umbúðin. Það getur burft að undirbúið húðina eða fjarlægja hár af sumum sjúklingum til að fá betri viðbóðun. Lytjið eftir ípanum smeygi Grip-Lok undir hollegginn, legginn eða leiðsuna og setjið í miðjuna fyrir ofan límkennenda svæðið. Togið pappírinn aftan af annari hlíð Grip-Lok, síðan hinni, til festingar á viðbögandi stað að húðinni. Fjarlæggið plastíð plastið þannig að límrænumnar liggi opnar. Setjið hollegginn, legginn eða leiðsuna í miðjuna á límkennenda svæðinum. Festið ofanverðan ípanu yfir holleginn, leiðsuna eða legginn, leirfingur eða brystíð varfega á miðjan plástrum fyrir ofan límsvæðið. Stefna: fyrir aukna húðvermd skal undirbúa húðina með þróum aður en festibúanum er komið fyrir. Athugið: Skiptið um festibúanum ef hann er örheinn eða gegnbautur eða ef búnaðurnum sýnir merki um slit eða skemmdir. Athugið: spritturkura getur hjálpað til að fjarlægja festibúaninn af húðinni. Athugið: Endurnýting þessa búnaðar kann að breyta vélrunum eða líffréðilegum eiginleikum hans og kann að valda bilun, ófnæmisvið brögðum eða sýkingu. <p>Anvisning: for ekstra hudsikrutytte bør det brukes hudprepareirenpulpe før påføring av stabiliseringsanordningen.</p> <p>Merk: Skift ut sikkerhetsenheten hvis den er tilsolt etter mettet i væske eller dersom enheten viser tegn på siltasje eller skade.</p> <p>Merk: En vattipinne dypet i alkohol kan bidra til å fjerne sikkerhetsenheten fra huden.</p> <p>Merk: Gjentatt bruk av dette produktet kan endre produkts mekaniske og biologiske egenskaper og føre til at det ikke fungerer som det skal, og forårsake allergiske reaksjoner og bakteriell infeksjoner.</p>	<p>ANVISNINGER NO</p> <p>Norwegian</p> <ol style="list-style-type: none"> Vælg stedet der Grip-Lok skal settes på. Merk: kateteret, slangen eller ledningen skal allerede være på plass/satt inn. Preparer huden i henhold til standard sykehusprotokoll for påsættelse av bandasje. Hudpreparering eller hårferjeming kan være påkrevd hos enkelte pasienter for å oppnå bedre feste. Løft opp den øverste iken og skyv Grip-Lok under kateteret, slangen eller ledningen, sentrert over den synlige klebe aten. Fjern den indvendige strimmen for å avdekke klebefeltet. Plasser kateteret, slangen eller ledningen midt på den synlige klebe aten. Fest den øverste iken over kateteret, slangen eller ledningen og påfør forsiktig trykk midt på stoffdelen over klebe aten. <p>Anvisning: for ekstra hudsikrutytte bør det brukes hudprepareirenpulpe før påføring av stabiliseringsanordningen.</p> <p>Merk: Skift ut sikkerhetsenheten hvis den er tilsolt etter mettet i væske eller dersom enheten viser tegn på siltasje eller skade.</p> <p>Merk: En vattipinne dypet i alkohol kan bidra til å fjerne sikkerhetsenheten fra huden.</p> <p>Merk: Gjentatt bruk av dette produktet kan endre produkts mekaniske og biologiske egenskaper og føre til at det ikke fungerer som det skal, og forårsake allergiske reaksjoner og bakteriell infeksjoner.</p>
<p>INSTRUKCJA PL</p> <p>Polish</p> <ol style="list-style-type: none"> Wybrać obszar, na którym umieszczone ma być mocowanie Grip-Lok. Uwaga: Powinien już być zakończony/wsunięty cewnik, rurka lub przewód. Przygotować skórę zgodnie ze standardowym protokołem szpitalnym w celu złożenia opatrunku. U niektórych pacjentów konieczne może być przygotowanie skóry i usunięcie włosów w celu zapewnienia lepszego przygryzania. Otworzyć górną skrzynkę i wsunąć mocowanie Grip-Lok pod cewnik, rurkę lub przewód, wy środkując je nad powierzchnią adhezyjną. Zdjąć papierową osłonkę z jednej strony mocowania Grip-Lok, a następnie z drugiej strony, aby przyczepić je w żądany położenie na skórze. Usunąć wewnętrzne zabezpieczenie, aby odsłonić powierzchnie adhezyjne. Umieścić cewnik, rurkę lub przewód pośrodku odsłoniętej powierzchni adhezyjnej. Przymocować górną skrzynkę nad cewnikiem, rurką lub przewodem i lekko docisnąć do środka fragmentu z tkaniny nad powierzchnią adhezyjną. <p>Zalecenie: Aby zapewnić dodatkową ochronę skóry, użyć gaziku do przygotowania skóry przed złożeniem systemu stabilizującego.</p> <p>Uwaga: Wymień system mocowan, jeśli uległ zabrudzeniu lub nasiąknął płynem bądź jeśli wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.</p> <p>Uwaga: Użycie wacika nasączonego alkoholem może ułatwić usunięcie systemu mocowan z skóry.</p> <p>Uwaga! Ponowne użycie tego urządzenia może wpływać na jego cechy mechaniczne lub biologiczne i spowodować jego defekt, reakcję alergiczną lub zakażenie bakteryjne.</p>		