

# REGULAMENTO CONCURSO 30 ANOS DE INJEÇÃO DA TECNOLOGIA DE INJEÇÃO

## ● Inscrição

A participação no Concurso "30 anos da tecnologia de injeção da Ivoclar Vivadent", se dará por meio do envio de trabalhos realizados de acordo com as normas a seguir.

Podem concorrer duplas de **Técnicos em Prótese Dentária e Cirurgiões-dentistas que atuam no Brasil**. Cada dupla só poderá concorrer com um caso clínico.

Os autores deverão apresentar um caso estético restaurador confeccionado com IPS e.max Press. Outros atributos necessários:

- Restauração na região anterior e ou posterior;
- Restauração deve ser feita com IPS e.max Press, conter micro ou macro estratificação com IPS e.max Ceram e maquiagem ou glaze com IPS Ivocolor;
- Utilização do sistema IPS e.max conforme recomendação do fabricante;
- Coordenação com produtos da Ivoclar Vivadent será um diferencial (forno de Injeção Ivoclar Vivadent, cimentos, linha optra, etc);
- O caso não pode ter sido publicado em nenhuma revista, livro etc.

## ● Preparação e envio do trabalho

Imagens: o trabalho concorrente é constituído de até 12 imagens:

- Elas devem estar enumeradas cobrindo as fases clínico-laboratoriais (antes e depois);
- Foto da situação inicial e final;
- Algumas fotos devem evidenciar os produtos utilizados no tratamento restaurador e fase laboratorial, principalmente ressaltando o uso da tecnologia prensada IPS e.max Press;
- Cada foto deve conter a sua legenda;
- As fotos devem ter resolução gráfica de mais de 1200px;
- As fotos não podem ser alteradas com photoshop.

*Textos:* Título do trabalho e descritivo da sequência clínico-laboratorial:

- Título atraente que chame atenção para o caso clínico;
- A narrativa do trabalho deve conter as seguintes informações:

Informações do paciente: gênero e idade;

- Queixa do paciente;
- Problema a ser solucionado;
- Desafio do caso;
- Procedimentos utilizados;

*Especificar detalhadamente o passo a passo da:*

- Fase laboratorial;
- Fase clínica;
- Produtos que foram utilizados em cada etapa;

*Especificar as características do produto. Ex. cor, translucidez...*

- Conclusão sobre o caso e depoimento sobre os produtos da linha IPS e.max;

- **Autorização**

A Ivoclar Vivadent reserva todos os direitos autorais do trabalho, que poderão ser publicados e usados nos materiais promocionais da companhia.

O trabalho deverá ser enviado juntamente com: [CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O MODELO](#)

- Recomendamos que o autor obtenha do paciente o consentimento de uso de imagem. [CLIQUE AQUI](#) para baixar o formulário de Consentimento do Paciente (não é necessário o envio).

Todos os trabalhos com imagens de pacientes, lábios, dentes, faces etc., com identificação ou não, deverão conter cópia do Formulário de Consentimento do Paciente, assinados.

- **Envio do trabalho**

E-mail: alexandra.goto@ivoclarvivadent.com

Enviar por file transfer, devido o tamanho das fotos.

Assunto da mensagem: Caso clínico e.max\_nome do técnico e dentista

Todos os trabalhos poderão ser utilizados em nossa página Ivoclar Vivadent e outros materiais promocionais.

- **Avaliação e Aprovação**

Os trabalhos inscritos serão analisados pela Comissão Avaliadora, formada por 3 Técnicos e Professional Services da Ivoclar Vivadent.

Critérios de avaliação:

- Resultado estético do tratamento;
- Completa descrição do caso, narrativa lógica e explicativa;
- Bons registros fotográficos;
- Complexidade do caso.

Os 5 melhores trabalhos avaliados pela Comissão Avaliadora, participarão do Blog e receberão votação online da comunidade odontológica. O caso clínico mais votado será o grande vencedor.